

令和4年9月吉日

お客様各位

## ナノトラップ®Easy 仕様変更のご案内

株式会社森永生科学研究所

謹啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  
この度、ナノトラップ®Easy シリーズの全製品におきまして、下表の通り仕様変更させていただきます。  
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

### 記

#### ●変更内容

変更内容	【変更前】	【変更後】
保管温度	2-8 °C	2-30 °C
有効期限	製造後1年	製造後2年

#### ●変更ロット

製品名	製品コード	変更ロット
ナノトラップ®Easy 卵	M2211	EE023 ~
ナノトラップ®Easy 牛乳	M2212	EC035 ~
ナノトラップ®Easy 小麦	M2213	EG033 ~
ナノトラップ®Easy そば	M2214	EB011 ~
ナノトラップ®Easy 落花生	M2215	EP013 ~
ナノトラップ®Easy えび・かに	M2217	ER011 ~
ナノトラップ®Easy 大豆	M2216	ES022 ~

以上