

お客様 各位

新商品「ナノトラップ[®]Pro II カシューナッツ」発売のご案内

株式会社森永生科学研究所

謹啓

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社では2025年4月2日に「ナノトラップ[®]Pro II カシューナッツ」を発売いたしますので、ご案内申し上げます。
つきましては、サンプルキットの受付を開始いたしますので、ご興味ございましたら下記フォームよりお気軽にお申し込みください。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 商品概要

商品名	商品コード	希望小売価格 (税抜)	発売日
ナノトラップ [®] Pro II カシューナッツ	M2250	16,000 円	2025年4月2日

2. キットの構成

品名	数量	特長
抽出液 (調製済ExSta [™])	10本	通知準拠の特定原材料ELISAキットの抽出液と同じ組成です。調製済みで、1回分ずつ個包装されています。
希釈液	1本	調製済み希釈液です。 カシューナッツ検査キット専用の希釈液となります。
テストスティック	10本	1本ずつの個包装で無駄がありません。

3. 操作手順

ナノトラップPro IIの各項目で共通です。

4. 検出感度

5 $\mu\text{g/g}$ (ppm)

5. サンプルお申込みフォーム

https://www.morinaga-biosci.co.jp/contact/sample_request_inquiry.html

以上