

お客様 各位

ナノトラップ®ProⅡ（卵・牛乳・小麦） 検査法追加のご案内

株式会社森永生科学研究所

謹啓

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、ナノトラップ®ProⅡ（卵・牛乳・小麦）におきまして、【30 分検査法】（反応時間を 30 分に延長することで、食品中の検出感度が 1 ppm となる検査法）を追加いたしますので、ご案内申し上げます。該当ロットは下表をご参照ください。

なお、ナノトラップ®ProⅡ全項目におきましては、従来法（反応時間：15 分、検出感度：5 ppm）の名称を【15 分検査法】とし、本検査法はこれまで通りご使用いただけます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 対象製品

製品コード	製品名	変更ロット
M2251	ナノトラップ® ProⅡ卵	PEG042～
M2259	ナノトラップ® ProⅡ牛乳	PTM022～
M2253	ナノトラップ® ProⅡ小麦	PGT040～

2. 変更内容詳細

内容	変更前	変更後	
検査法名	従来法	15 分検査法（従来法と同等）	30 分検査法（追加検査法）
検出感度（食品中）	5 ppm	5 ppm	1 ppm
反応時間	15 分	15 分	30 分
対象項目	卵、牛乳、小麦、そば、 落花生、えび・かに、 くるみ、カシューナッツ、大豆	卵、牛乳、小麦、そば、 落花生、えび・かに、 くるみ、カシューナッツ、大豆	卵、牛乳、小麦

*ナノトラップ® ProⅡ（そば、落花生、えび・かに、くるみ、カシューナッツ、大豆）におきましては、検査法の追加はなく、従来通り【15 分検査法】（検出感度：5 ppm，反応時間：15 分）のみとなります。

以上