

お客様 各位

新商品「特定原材料抽出液 ExSta™」 発売のご案内

株式会社森永生科学研究所

謹啓

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社では 2025 年 9 月 29 日に「特定原材料抽出液 ExSta™」を発売いたしますので、ご案内申し上げます。
特定原材料抽出液 ExSta™は、弊社が開発した、食品の加工の有無に関わらずタンパク質を高効率で抽出可能な試薬です（特許第 5451854 号）。その優れた性能により各社の通知準拠 ELISA キットにも採用されております。また当商品を活用した食物アレルギーの LC/MS 分析例*も紹介されております。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

*参考文献

Improved multi-food allergen analysis of processed foods using HPLC-MS/MS with an ELISA-validated extraction solution and MS sample prep kit.
Anal Bioanal Chem 416, 5165-5175 (2024).

謹白

記

1. 商品概要

商品名	商品コード	希望小売価格（税抜）	発売日
特定原材料抽出液 ExSta™	M2507	11,000 円	2025 年 9 月 29 日

2. 試薬の構成

品名	容量	数量
特定原材料抽出液 ExSta™ A液（10倍濃縮液）	100 mL	1本
特定原材料抽出液 ExSta™ B液（10倍濃縮液）	100 mL	1本
特定原材料抽出液 ExSta™ C液（10倍濃縮液）	100 mL	1本

以上