

モリナガFASPEK エライザⅡ キット  
小麦（グリアジン）

2024年7月 作成

ロット番号下3桁：125～136

| ジャンル  | 対象食品           | 測定値<br>μg/g | ジャンル | 対象食品         | 測定値<br>μg/g | ジャンル        | 対象食品               | 測定値<br>μg/g |
|-------|----------------|-------------|------|--------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| 穀類    | 上新粉            | <0.31       | 魚介類  | 鮭            | <0.31       | コーヒー・ココア・茶類 | コーヒー豆              | <0.31       |
|       | うるち米           | <0.31       |      | 鯖            | <0.31       |             | ココアパウダー            | <0.31       |
|       | 発芽玄米           | <0.31       |      | 鮪            | <0.31       |             | 緑茶                 | <0.31       |
|       | 赤米             | <0.31       |      | 鰹節           | <0.31       |             | 紅茶（ダージリン）          | <0.31       |
|       | 黒米             | <0.31       |      | イカ           | <0.31       | 海藻類         | あおのり               | <0.31       |
|       | もち米            | <0.31       |      | タコ           | <0.31       |             | 焼きのり               | <0.31       |
|       | そば             | <0.31       |      | ブラックタイガー（加熱） | <0.31       |             | ひじき                | <0.31       |
|       | ひえ             | 0.49        |      | ズワイガニ（加熱）    | <0.31       |             | めかぶ                | <0.31       |
|       | あわ             | 1.26        |      | 伊勢エビ         | <0.31       |             | わかめ                | <0.31       |
|       | きび             | 0.76        |      | オマールエビ       | <0.31       |             | 日高昆布               | <0.31       |
|       | 小麦             |             |      | あさり          | <0.31       | 香辛料類        | ローズマリー             | <0.31       |
|       | ライ麦            | >20         | 肉類   | アワビ          | <0.31       |             | バニラビーンズ            | <0.31       |
|       | 大麦*            | 13.7        |      | ホタテ貝柱        | <0.31       |             | クミン                | 6.36        |
|       | 大麦麦芽*          | >20         |      | たらこ          | <0.31       |             | ポピーシード             | <0.31       |
|       | エン麦            | >20         |      | いくら          | <0.31       |             | フェネル               | <0.31       |
|       | はと麦            | <0.31       |      | 牛肉           | <0.31       |             | 山椒                 | <0.31       |
|       | トウモロコシ         | <0.31       |      | 牛肉（加熱）       | <0.31       |             | ブラックペッパー           | <0.31       |
|       | とうもろこし(乾燥)     | <0.31       |      | 牛レバー         | <0.31       |             | ホワイトペッパー           | <0.31       |
|       | アマランサス         | <0.31       |      | 鶏肉           | <0.31       |             | カルダモン              | <0.31       |
|       | キヌア            | <0.31       |      | 鶏肉（加熱）       | <0.31       |             | セイジ                | <0.31       |
| 芋類・澱粉 | サゴヤシ粉          | <0.31       |      | 鶏レバー         | <0.31       |             | クローブ               | <0.31       |
|       | じゃがいも          | <0.31       |      | 豚肉           | <0.31       |             | 赤とうがらし             | <0.31       |
|       | ポテトフレーク        | <0.31       |      | 豚肉（加熱）       | <0.31       |             | ホースラデッシュ           | <0.31       |
|       | 山芋             | <0.31       |      | 豚レバー         | <0.31       |             | 生わさび               | <0.31       |
| 豆類    | 大豆             | <0.31       | 卵類   | 鶏卵           | <0.31       |             | しょうが               | <0.31       |
|       | 小豆             | <0.31       |      | 鶏卵（加熱）       | <0.31       |             | カレーパウダー            | 0.60        |
|       | 大正金時           | <0.31       |      | 乾燥全卵         | <0.31       |             | ナツメグ               | <0.31       |
|       | グリーンピース        | <0.31       | 乳製品類 | 牛乳           | <0.31       |             | シナモン               | <0.31       |
|       | 紫花豆            | <0.31       |      | バター          | <0.31       |             | コリアンダー             | <0.31       |
|       | 大福豆            | <0.31       |      | スキムミルク       | <0.31       |             | バジル                | <0.31       |
|       | 虎豆             | <0.31       | 野菜類  | トマト          | <0.31       |             | タイム                | <0.31       |
|       | 黒豆             | <0.31       |      | タマネギ         | <0.31       |             | ローレル               | <0.31       |
|       | そらまめ           | <0.31       |      | ほうれん草        | <0.31       | 増粘多糖類       | 陳皮                 | <0.31       |
| 種実類   | 落花生            | <0.31       | きのこ類 | にんにく         | <0.31       |             | うこん                | <0.31       |
|       | アーモンド（ロースト）    | <0.31       |      | しいたけ         | <0.31       |             | カラギナン（イオタイプ）100倍抽出 | <1.56       |
|       | ピーカンナッツ（ロースト）  | <0.31       |      | まつたけ         | <0.31       |             | カラギナン（カッパタイプ）50倍抽出 | <0.78       |
|       | カシューナッツ（ロースト）  | <0.31       | 果実類  | マッシュルーム      | <0.31       |             | カラギニン（ラムダタイプ）50倍抽出 | <0.78       |
|       | マカダミアナッツ（ロースト） | <0.31       |      | オレンジ         | <0.31       |             | ジェランガム50倍抽出        | <0.78       |
|       | ピスタチオ（ロースト）    | <0.31       |      | キウイ          | <0.31       |             | ローカストビーンガム200倍抽出   | <3.12       |
|       | ヘーゼルナッツ（ロースト）  | <0.31       |      | リンゴ          | <0.31       |             | ローメトキシルベクチン50倍抽出   | <0.78       |
|       | クルミ（ロースト）      | <0.31       |      | もも           | <0.31       |             | キシタンガム50倍抽出        | <0.78       |
|       | 白ごま            | <0.31       |      | バナナ          | <0.31       |             | グアーガム1000倍抽出       | <15.6       |
|       | いりごま（白）        | <0.31       |      | レーズン         | <0.31       | その他         | ゼラチン               | <0.31       |
|       | 黒ごま            | <0.31       |      | ココナッツパウダー    | <0.31       |             | 酵母エキス              | <0.31       |
|       | いりごま（黒）        | <0.31       |      | ココナッツミルク     | <0.31       |             |                    |             |
|       | 銀杏             | <0.31       |      |              |             |             |                    |             |
|       | 松の実            | <0.31       |      |              |             |             |                    |             |
|       | クコの実           | <0.31       |      |              |             |             |                    |             |
|       | クチナシの実         | <0.31       |      |              |             |             |                    |             |
|       | 麻の実            | <0.31       |      |              |             |             |                    |             |

\* 当社小麦ELISAキットは大麦にも反応いたします。モルトエキストラクトは大麦麦芽由来製品ですので、使用量によってはモルトエキストラクトを使用した製品が小麦ELISAキットで陽性となる場合があります。

反応性を示す食品です

実験条件  
各食品を20倍量の検体抽出液で抽出、得られた抽出液を更に20倍希釈し、最終400倍希釈で測定しました。（通知法に準拠）

これらの測定値はキットの製造番号の違い、検体の品種・産地により変動する可能性があります。