

# ナノトラップ<sup>®</sup>Pro II 落花生 食品反応性データ

2022年9月 作成

ロット番号：PPE021～

| ジャンル         | 対象食品       | 検査結果 |
|--------------|------------|------|
| 穀類           | 上新粉        | -    |
|              | うるち米       | -    |
|              | 発芽玄米       | -    |
|              | もち米        | -    |
|              | そば         | -    |
|              | ひえ         | -    |
|              | あわ         | -    |
|              | きび         | -    |
|              | 小麦粉        | -    |
|              | ライ麦        | -    |
|              | 大麦         | -    |
|              | 大麦麦芽       | -    |
|              | オーツ麦       | -    |
|              | はと麦        | -※2  |
|              | とうもろこし（乾燥） | -    |
|              | アマランサス     | -    |
|              | キヌア        | -    |
| いも及び<br>でん粉類 | サゴヤシ粉      | -    |
|              | 山芋         | -    |
|              | ばれいしょでんぷん  | -    |
| 豆類           | 大豆         | -    |
|              | 小豆         | -    |
|              | 大正金時       | -    |
|              | 虎豆         | -    |
|              | そらまめ       | -    |

| ジャンル | 対象食品           | 検査結果 |
|------|----------------|------|
| 種実類  | 落花生            | +※1  |
|      | アーモンド（ロースト）    | -    |
|      | カシューナッツ（ロースト）  | -    |
|      | マカダミアナッツ（ロースト） | -    |
|      | ピスタチオ（ロースト）    | -    |
|      | クルミ（ロースト）      | -    |
|      | ペカンナッツ（ロースト）   | -    |
|      | いりごま（白）        | -    |
|      | いりごま（黒）        | -    |
|      | とうもろこし         | -    |
| 野菜類  | トマト            | -    |
|      | タマネギ           | -    |
|      | ほうれん草          | -    |
|      | オレンジ           | -    |
| 果実類  | キウイ            | -    |
|      | リンゴ            | -    |
|      | もも             | -    |
|      | バナナ            | -    |
|      | ココナッツミルク       | -    |
| きのこ類 | マッシュルーム        | -    |
| 藻類   | 焼きのり           | -    |
|      | ひじき（茹で）        | -    |
|      | わかめ（生）         | -    |
|      | 昆布（日高） 200倍抽出  | -    |

| ジャンル      | 対象食品                 | 検査結果 |
|-----------|----------------------|------|
| 魚介類       | 鮭                    | -    |
|           | 鯖                    | -    |
|           | イカ                   | -    |
|           | タコ                   | -    |
|           | ブラックタイガー（加熱）         | -    |
|           | ズワイガニ（加熱）            | -    |
|           | ホタテ貝柱                | -    |
|           | たらこ                  | -    |
|           | いくら                  | -    |
|           | 牛肉                   | -    |
| 肉類        | 鶏肉                   | -    |
|           | 豚肉                   | -    |
|           | 鶏卵                   | -    |
| 鶏卵        | 鶏卵（加熱）               | -    |
|           | 乾燥全卵                 | -    |
| 乳類        | 牛乳                   | -    |
|           | スキムミルク               | -    |
| 嗜好飲料      | コーヒー豆                | -    |
|           | ココアパウダー              | -    |
|           | 緑茶                   | -    |
| 香辛料類      | クミン                  | -    |
|           | ポピーシード               | -    |
|           | ブラックペッパー             | -    |
|           | ホワイトペッパー             | -    |
|           | 赤とうがらし               | -    |
|           | しょうが                 | -    |
|           | シナモン                 | -    |
|           | コリアンダー               | -    |
|           | うこん                  | -    |
|           | ローメトキシルペクチン<br>50倍抽出 | -    |
| 増粘多糖<br>類 | グアーガム1000倍抽出         | -    |
| その他       | ゼラチン                 | -    |

| 検査結果 |    |
|------|----|
| -    | 陰性 |
| +    | 陽性 |

※1 高濃度に含まれる場合、検査結果が陰性となる場合がありますので、ご注意ください。

※2 検査溶液が流れにくい場合があります。

ナノトラップPro II の取扱説明書に従い〔推奨抽出法〕で抽出し、検査をしました（増粘多糖類、昆布（日高）を除く）。

これらの検査結果はキットのロット番号の違い、検体の品種・産地により変動する可能性があります。