

2023年6月28日

品質報告書

株式会社森永生科学研究所
品質保証部

製品名 : QC マテリアル牛乳

Cat. No. : M2602

Lot No. : QMI010

有効期限 : JUN.13 2025

ELISA 法による分析結果

試験回数	3回	
使用キット	FASPEK エライザⅡ牛乳 Lot No. 23FESFTM001	
試験結果 (牛乳タンパク質濃度)	平均値 (μg/g)	7.27
	標準偏差 (μg/g)	0.21
	相対標準偏差 (%)	2.9